

# PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELLE POMPE TANDEM t:slim X2 a Basal-IQ CON IL SOFTWARE TDU (Tandem Device Updater)

L'Aggiornamento della pompa da Tandem t:slim X2 a Tandem t:slim X2 Basal-IQ con il software Tandem Device Updater è riservato esclusivamente alle pompe vendute o noleggiate al SSN (Sistema Sanitario Nazionale) che sono, nel momento del loro aggiornamento, ancora in garanzia.

In caso di Pompe Tandem t:slim X2 sostituite con il programma Exchange Animas, la garanzia di riferimento è quella della Pompa Animas.

L'Assistenza Tecnica per Tandem Device Updater sarà fornita telefonicamente in seguito ad una richiesta di supporto via e-mail da parte dell'utilizzatore dal lunedì al venerdì in orario di ufficio 8:30 – 16:30 a:

[tdu@movigroup.com](mailto:tdu@movigroup.com)

## **I 5 PASSI FONDAMENTALI DA COMPLETARE IN QUESTO ORDINE PER POTER AGGIORNARE LA PROPRIA POMPA TANDEM T:SLIM X2 IN BASAL-IQ**

1. Aver ricevuto l'Autorizzazione all'aggiornamento da t:slim X2 a t:slim X2 Basal-IQ da parte del Medico Diabetologo Prescrittore della Terapia – **Il Vostro Trainer di Zona, d'accordo con i Vostri Diabetologi, scriverà a Movi per indicare a quali utilizzatori inviare il link per accedere all'e-learning che vi permetterà di acquisire le informazioni sull'utilizzo corretto della tecnologia Basal-IQ**
2. Avere completato il corso e-learning
3. Essere in possesso di un ComboKit G6 acquistato dalla ASL di competenza territoriale ed inviare la fotografia dell'etichetta del ComboKit (leggibile) all'indirizzo di mail: [tdu@movigroup.com](mailto:tdu@movigroup.com)
4. Aver ricevuto l'ID (codice di autorizzazione) dal Gruppo TDU di Movi per poter effettuare l'aggiornamento – **l'ID viene inviato SOLO se si ha superato l'e-learning e si è inviata la foto del ComboKit G6**
5. Essere in possesso naturalmente della pompa t:slim X2, del cavo originale dato in dotazione con la pompa t:slim X2 per il collegamento al PC e naturalmente di un PC con accesso alla rete Internet.

### **IMPORTANTE:**

Tandem t:slim X2 con Tecnologia Basal-IQ funziona con il monitoraggio in continuo Dexcom G6.

Una volta aggiornato il software della vostra t:slim X2 a Basal-IQ non sarà più possibile fare un downgrade a t:slim X2.