

POMPA PER INSULINA T:SLIM X2
Ora con tecnologia
Control-IQ+

Approvato a partire dai 2 anni

Giulia
diagnosi nel 2018

FACILE DA AVVIARE



**INDICAZIONI
PIÙ AMPIE**

- + Approvato dai 2 anni in su
- + Peso: 9-200 kg
- + TDI - Total Daily Insulin: 5-200 unità



**PIÙ OPZIONI
CGM**

La nuova integrazione con il sensore **FreeStyle Libre 3 Plus** e l'integrazione già esistente con Dexcom G7 aumenta la flessibilità di scelta.*



**CALCOLATORE
AUTOMATICO DELLE
IMPOSTAZIONI**

Creazione **AUTOMATICA** del profilo personale inserendo **solo PESO e TDI**. Semplifica e snellisce il passaggio dalla terapia MDI alla terapia AID.†

FACILE DA GESTIRE



Bolo prolungato fino a 8 ore

Aiuta a gestire i pasti complessi o condizioni cliniche particolari (es.: gastroparesi, alta sensibilità insulinica).



Basale temporanea con algoritmo ATTIVO fino a 72 ore impostabile da 0% a 250%

Facilita la gestione delle variazioni a breve termine del fabbisogno di insulina, come lo stress o la malattia, senza dover creare o cambiare profilo personale.



* CGM venduto separatamente. † Il calcolatore delle impostazioni del profilo utilizza le linee guida AACE per aiutare a stabilire le impostazioni della pompa per i pazienti che provengono da iniezioni multiple giornaliere. Se il fabbisogno di insulina è diverso da queste raccomandazioni (ad esempio, insulina totale giornaliera bassa, fabbisogno variabile nel corso della giornata), si consiglia di consultare un medico per le impostazioni iniziali.

Questo prodotto potrebbe non essere adatto a voi. Leggere e seguire sempre l'etichetta.

Importanti informazioni sulla sicurezza: La pompa t:slim X2 con tecnologia Control-IQ+ (il Sistema) è composta dalla pompa per insulina t:slim X2, che contiene la tecnologia Control-IQ+, e da un sensore per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM, venduto separatamente) compatibile. La pompa di insulina t:slim X2 è destinata alla somministrazione sottocutanea di insulina, a dosi prefissate e variabili, per la gestione del diabete mellito in persone che necessitano di insulina. La pompa per insulina t:slim X2 può essere utilizzata esclusivamente per la somministrazione continua di insulina e come parte del sistema. Se utilizzato con un sensore CGM compatibile, il sistema può essere usato per aumentare, diminuire e sospendere automaticamente la somministrazione di insulina basale in base alle letture del CGM e ai valori di glucosio previsti. Il sistema può anche somministrare boli correttivi quando si prevede che il valore del glucosio superi una soglia predefinita. La pompa e il sistema sono indicati per l'uso in persone di età pari o superiore a 2 anni. La pompa e il sistema sono destinati all'uso da parte di un singolo utente. La pompa e il sistema sono indicati per l'uso con insulina NovoLog/NovoRapid, Lyumjev, Admelog, Trurapi o Humalog U-100, a seconda dell'autorizzazione specifica del paese. La pompa è indicata per l'uso in persone di età pari o superiore a 2 anni. **Tecnologia Control-IQ+:** La tecnologia Control-IQ+ è destinata alla gestione del diabete mellito di tipo 1 in persone di età pari o superiore a 2 anni.

AVVERTENZA: La tecnologia Control-IQ+ non deve essere utilizzata in soggetti di età inferiore ai 2 anni affetti da diabete di tipo 1. Non deve inoltre essere utilizzato in pazienti che necessitano di una dose giornaliera totale di insulina inferiore a 5 unità di insulina al giorno o che pesano meno di 9 chili, poiché questi sono i valori minimi richiesti per il funzionamento sicuro di Control-IQ+.

Il Sistema non è indicato per l'uso in donne in gravidanza, persone in dialisi o malati critici. Non utilizzare il Sistema in caso di utilizzo di idrossiurea. Gli utenti della pompa e di Control-IQ+ devono utilizzare la pompa di insulina, l'ICGM e tutti gli altri componenti del sistema in conformità alle rispettive istruzioni per l'uso. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso potrebbe causare una somministrazione eccessiva o insufficiente di insulina. Ciò può causare eventi di ipoglicemia (glicemia bassa) o iperglicemia (glicemia alta). Per ulteriori importanti informazioni sulla sicurezza, visitare il sito tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Tutti i diritti riservati. Tandem Diabetes Care, i loghi Tandem, t:slim X2 e Control-IQ+ sono marchi registrati o marchi di Tandem Diabetes Care, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 e tutti i relativi loghi e marchi di design sono marchi registrati o marchi di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'alloggiamento del sensore, FreeStyle, Libre e i marchi correlati sono marchi di Abbott e vengono utilizzati con l'autorizzazione. Tutti i marchi di terzi sono di proprietà dei rispettivi titolari. MAT-0418_1