



Tandem Mobi

Così piccola, così potente



Dimensione
Reale

Tandem Mobi


Piccola & Discreta



**18 punti di applicazione
per indossare Tandem
Mobi**

Secondo quanto riferito dagli utenti.²

**Da applicare sul corpo come un cerotto
tramite una tasca adesiva, da agganciare
agli indumenti o da portare in tasca.**



1 Adesa al corpo



2 Agganciata dove vuoi



**3 Inserita comodamente
in tasca**



Mi piace come la posso
indossare dove voglio!

Jessica
diagnosi nel 2003



La vita è migliore

quando puoi
scegliere

Silvia
diagnosi nel 2007



**La libertà di
disconnettersi in
qualsiasi momento:**

per la doccia, il nuoto, la sauna,
lo sport o i momenti privati.

Grande Controllo

con la tecnologia Control-IQ+

- Modula la basale in aumento ed in diminuzione ogni 5 minuti in funzione del valore glicemico CGM previsto a 30 minuti



Bolo Automatico[†]

Eroga al bisogno boli automatici di correzione, aiutando a prevenire possibili iperglicemie legate a boli pasto saltati.

>50%

Bolo Automatico

Negli utilizzatori con HbA1c >8% e nella fascia di età tra 14 e 25 anni, si è rilevato che >50% dei boli erogati erano automatici; ciò ha permesso di migliorare il controllo glicemico e ridurre il carico di lavoro quotidiano legato alla gestione del diabete.³



Attività Sonno

Utilizza un intervallo più ristretto (112.5-120 mg/dL), per un controllo glicemico notturno migliore.

>90%

TIR Notturmo

Aiuta a migliorare il sonno riducendo l'impatto del diabete durante la notte e favorisce un risveglio con valori glicemici ottimali.⁴

Erica
diagnosi nel 2005

Azioni

Riprendi erogazione insulina ▶



Esercizio



Sonno



Programmi Sonno
Disattivato >



BasaleTemp
Disattivato >

Pietro
diagnosi nel 2010



Controllo Totale da Smartphone

Tandem Mobi può essere completamente controllato tramite un'app mobile.*



Invio automatico dei dati in modalità wireless[†]

Prova il
simulatore di
Tandem Mobi



Indisponibilità momentanea del telefono?

Grazie all'algoritmo integrato nella pompa, l'automazione continua a funzionare anche se il telefono non è raggiungibile o è spento. I boli possono essere erogati direttamente sulla pompa tramite apposito pulsante.



Bolo rapido

direttamente dalla pompa.

Aumento del TIR - Time in Range già dal primo giorno³



PER TUTTI

- Approvato >2 anni
- Cartuccia da 200 unità
- Compatibile con molteplici set infusionali[§]
- CGM Dexcom G7



SEMPLICE

- Struttura durevole e resistente all'acqua[^]
- Ricarica wireless veloce
- Riempimento della cartuccia semplificato
- Software aggiornabile da remoto**



PER OGNI ESIGENZA

- Attività Sonno e Attività Esercizio per le esigenze quotidiane
- Profilo basale temporaneo con algoritmo attivo: un supporto per gestire fabbisogni insulinici temporaneamente differenti (es: malattia, stress..).
- Bolo esteso fino a 8 ore

La voce degli utilizzatori



La mia HbA1c è straordinaria da quando sono passata a Mobi... Non devo più preoccuparmi delle glicemie notturne

Tiziana
diagnosi nel 2016



È così piccolo che mi dimentico dove l'ho messo... Con Mobi posso davvero fare ciò che desidero...

Ivan
diagnosi nel 2013



Poterlo gestire tramite il telefono è molto comodo. Mando un messaggio e subito dopo un bolo...

Davide
diagnosi nel 2011



Tandem Mobi è la soluzione giusta?

- ✓ Contiene 200 unità di insulina
- ✓ Controllo completo dal telefono cellulare (solo iOS)*
- ✓ Si collega con Dexcom G7

* L'applicazione mobile richiede un modello di iPhone e un sistema operativo compatibili (venduti separatamente). Per un elenco completo dei modelli di smartphone e dei sistemi operativi compatibili, visitare il sito tandemdiabetes.com/compatibility. † Se si prevedono valori di glucosio superiori a 180 mg/dL, la tecnologia Control-IQ+ calcola un bolo automatico di correzione utilizzando le impostazioni del profilo personale e un obiettivo di 110 mg/dL e fornisce il 60% di tale valore. ‡ I caricamenti sulla piattaforma Tandem Source non avvengono in tempo reale e non devono essere utilizzati dagli operatori sanitari, dagli utenti dei microinfusori o dagli assistenti per il monitoraggio remoto dei pazienti. Potrebbero essere applicate le tariffe standard del gestore per il traffico dati. Smartphone venduto separatamente. § CGM venduto separatamente. ^ Testato 2,4 m per 2 ore (grado di protezione IP28). ** Gli aggiornamenti futuri per tutti o alcuni prodotti Tandem potrebbero non essere sviluppati e non essere offerti ovunque e sarebbero soggetti alle approvazioni normative applicabili. Gli aggiornamenti software sono disponibili solo per i clienti in garanzia al momento dell'aggiornamento del loro microinfusore. Per accedere a determinati aggiornamenti software potrebbe essere necessaria una formazione supplementare. Potrebbero essere applicati dei costi. Tandem può interrompere la fornitura di determinati software e funzionalità nel corso del tempo a propria discrezione.

Riferimenti

1. Da novembre 2025. Dati in archivio, Tandem Diabetes Care. **2.** Habib S, et al. Diabetes. 2024;73(Supplement_1):973-P. doi: 10.2337/db24-973-P. **3.** Beck, et al. Diabetes Technol Ther., 2023 (25 (5): 329-42. **4.** Breton MD, Kovatchev BP. Diabetes Technol Ther. 2021;23(9):601-608. **Nota:** Gli studi 3 e 4 sono stati condotti utilizzando il microinfusore di insulina t:slim X2 con tecnologia Control-IQ e un CGM Dexcom G6.



Informazioni sulla sicurezza: tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Tutti i diritti riservati. Tandem Diabetes Care, i loghi Tandem, Control-IQ, Control-IQ+, t:slim X2, Tandem Source e Tandem Mobi sono marchi registrati o marchi di Tandem Diabetes Care, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 e tutti i relativi loghi e marchi di design sono marchi registrati o marchi di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. iPhone è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Tutti i marchi di terzi sono di proprietà dei rispettivi titolari. MAT-0713_1

Distributore esclusivo per l'Italia



TANDEM
Diabetes Care



MOVI

Committed to medical excellence